

Звіт розширеного аналізу PCG-сигналу

Файл: PCG_Movement 1.txt

Обраний сигнал: signal_2

Частота дискретизації: 800 Гц

Параметри фільтрації:

Нижня межа: 20 Гц

Верхня межа: 150 Гц

Порядок фільтра: 4

Параметри пошуку піків:

Мінімальна відстань між піками: 0.50 с

Мінімальна вираженість піка: 40.00

Результати для вибраного фрагмента:

Межі фрагмента: 5.0–10.0 с

RMS відфільтрованого фрагмента: 32.17

Кількість характерних піків: 6


Короткий висновок:

У вибраному фрагменті виконано порівняння початкового та відфільтрованого PCG-сигналу. На відфільтрованому сигналі позначено характерні піки, які можна використовувати для подальшого аналізу структури фонокардіографічного запису.


Примітка: цей звіт не є медичним діагностичним висновком.

Розширений аналіз фрагмента відфільтрованого PCG-сигналу (5.0-10.0 с)

Початковий фрагмент сигналу: signal_2



Відфільтрований фрагмент з характерними піками



Таблиця характерних піків у вибраному фрагменті

Номер піка	Час, с	Амплітуда	Вираженість
1.0	5.0075	65.5419	142.429
2.0	5.775	118.2086	228.9025
3.0	6.8438	116.674	217.5015
4.0	7.9312	149.5786	265.6024
5.0	8.645	70.1351	155.0513
6.0	9.2975	57.9309	130.4223